

亚历山大染色液

产品简介：

Leagene 亚历山大染色液(Alexander Stain) 主要由孔雀绿、酸性品红、苯酚等组成，pH 值呈酸性，是很好的植物花粉粒的染色剂。Alexander Stain 常用于细胞核染色，对于植物花粉，染色后会呈紫红色。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

名称 \ 编号	DP0051			Storage
	10ml	50ml	100ml	
Alexander Stain				RT 避光
使用说明书	1 份			

自备材料：

- 1、载玻片、盖玻片、光学显微镜

操作步骤(仅供参考)：

- 1、取新鲜花朵，小心去除花瓣和雌蕊。
- 2、将花粉物质置于载玻片，滴加 2~3 滴 Alexander Stain。
- 3、充分混合，立即盖上盖玻片染色 5~10h。
- 4、吸去多余液体，显微镜下观察。

注意事项：

- 1、染完色后，应立即显微镜下观察。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：12 个月有效。

相关产品：

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
DF0135	组织细胞固定液(4% PFA)
TC1243	甘油三脂(TG)检测试剂盒(GPO-PAP 单试剂比色法)

文献引用：

- 1、 Xu Kun,Zhu Jinlong,Guo Ning,et al.A novel 7-base pair deletion at a splice site in MS-2 impairs male fertility via premature tapetum degradation in common bean (*Phaseolis vulgaris* L.).THEORETICAL AND APPLIED GENETICS.March 2023.10.1007/s00122-023-04255-8.(IF 5.4)

注：更多使用本产品的文献请参考产品网页