

SA 缓冲液(1×,pH7.4)

产品简介:

SA 缓冲液(1×,pH7.4)主要由氯化钠、氯化钙、氯化镁、碳酸氢钠等组成,是在免疫毒理实验中稀释血清等样品最常用的试剂,用于补体的测定实验等。该试剂为 1×工作液,直接使用。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	IH0065	IH0065	Storage
SA 缓冲液(1×,pH7.4)		100ml	500ml	4℃
使用说明书		1 份		

操作步骤(仅供参考):

- 1、无需配制,直接使用。
- 2、根据相关实验方法进行操作。

注意事项:

- 1、本品应 4℃保存,如有絮状物产生,应弃用。
- 2、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。
- 3、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。低温运输, 4℃保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
CA0002	G418 溶液(geneticin,20mg/ml)
CC0130	胰蛋白酶-EDTA 溶液(0.25%:0.02%)
CS0001	ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)
DA0020	Hoechst33342/PI 细胞凋亡染色试剂盒
DH0006	苏木素伊红(HE)染色液 (醇溶)
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)