

PBS 磷酸盐粉剂(0.01mol/L,pH7.2-7.4)

产品简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

Leagene PBS 磷酸盐粉剂(0.01mol/L,pH7.2-7.4)主要由磷酸氢二盐、磷酸二氢盐组成, 含少量氯化钠, 不含钙离子和镁离子, 溶解于水后 pH 值为 7.2 ~ 7.4, 主要用于免疫组化、组织切片。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	IH0140	IH0140	IH0140	IH0140	Storage
		IH0140	IH0140	IH0140	IH0140	
PBS 磷酸盐粉剂(0.01mol/L,pH7.2-7.4)		1L	2L	10×1L	10×2L	RT
使用说明书		1 份				

操作步骤(仅供参考):

- 1、取 PBS 磷酸盐粉剂 1 份, 溶解于去离子水或蒸馏水。
- 2、如需无菌, 可 121℃高压灭菌 20min。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 24 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
CC0005	磷酸缓冲盐溶液(1×PBS,无钙镁)
CS0001	ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)
DF0111	组织固定液(10% NBF)
DM0007	瑞氏-姬姆萨复合染色液
PE0103	Acr-Bis(30%,29:1)
PW0040	Western blot 一抗稀释液
TC1167	尿素(Urea)检测试剂盒(脲酶波氏比色法)

文献引用:

- 1、 Juanjuan Liu,Qianqian Li,Changzhong Wang,et al.Antifungal evaluation of traditional herbal monomers and their potential for inducing cell wall remodeling in Candida albicans and Candida auris.BIOFOULING.May 2020.10.1080/08927014.2020.1759559.(IF 2.351)

注：更多使用本产品的文献请参考产品网页