

PBS 磷酸盐粉剂(0.1mol/L)

产品简介：

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致，具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

Leagene PBS 磷酸盐粉剂(0.1mol/L)主要由磷酸氢二盐、磷酸二氢盐组成，含少量氯化钠，不含钙离子和镁离子，溶解于水后使用，当稀释至 0.01 mol/L 时其 pH 约为 7.2 ~ 7.4，主要用于免疫组化、组织切片。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

名称 \ 编号	编号		
	IH0141	IH0141	Storage
PBS 磷酸盐粉剂(0.1mol/L)	1L	2L	RT
使用说明书	1 份		

操作步骤(仅供参考)：

- 1、取 PBS 磷酸盐粉剂 1 份，溶解于去离子水或蒸馏水即为 0.1mol/L 的 PBS 磷酸盐缓冲液，一般工作浓度为 0.01mol/L。
- 2、如需无菌，可 121℃高压灭菌 20min。

注意事项：

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：24 个月有效。

相关产品：

产品编号	产品名称
CC0005	磷酸缓冲盐溶液(1×PBS,无钙镁)
DF0111	组织固定液(10% NBF)
DM0007	瑞氏-姬姆萨复合染色液
PW0040	Western blot 一抗稀释液
CS0001	ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)
TC1167	尿素(Urea)检测试剂盒(脲酶波氏比色法)