

去离子甲酰胺

产品简介：

去离子甲酰胺(Formamide, Deionized)是一种无色无味的有机化合物，化学式为 $C_3H_4NO_2$ 。化学性质有：无色澄明液体，无气味或略有氨臭味。有吸湿性，在有潮气的情况下，能水解成氨和甲酸。有刺激性，可燃。能与水和乙醇混溶，微溶于苯、三氯甲烷和乙醚。密度为 1.134。

Leagene 去离子甲酰胺是一种亲水性很强的离子液体，具有很好的溶解性。可以与许多无机盐和有机化合物形成离子加合物，可用作溶剂、催化剂、离子液体电解质等。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

名称 \ 编号	NR0095	NR0095	Storage
	100ml	500ml	4℃ 避光
去离子甲酰胺			
使用说明书	1 份		

操作步骤(仅供参考)：

- 1、根据实验具体要求，保存或清洗离体组织。

注意事项：

- 1、有很强的腐蚀性和刺激性，接触皮肤和眼睛可能引起烧伤和刺激。在操作时应戴防护手套、护目镜和防护衣物，避免直接接触皮肤和眼睛。
- 2、在使用过程中要保持通风良好的实验室环境，并存放在密闭容器中，远离火源和氧化剂。
- 3、在废弃物处理时要遵循相关的法规和规定。
- 4、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：12 个月有效。常温运输，4℃保存。

相关产品：

产品编号	产品名称
CC0005	磷酸缓冲盐溶液(1×PBS,无钙镁)
CT0026	MTT 细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒
CZ0063	改良台氏液
DH0006	苏木素伊红(HE)染色液（醇溶）
PW0082	丽春红 S 染色液(1×Ponceau S)

文献引用:

- 1、Yuhe Kan,Lu Chen,Dao Lin,et al.Replication of DNA Containing Mirror-Image Thymidine in E. coli Cells.CHEMICAL RESEARCH IN TOXICOLOGY.August 2020.10.1021/acs.chemrestox.9b00502.(IF 3.184)

注：更多使用本产品的文献请参考产品网页