

Tris-甘氨酸电泳粉剂(1×)

产品简介:

Tris-甘氨酸电泳缓冲液又称 SDS-PAGE 电泳缓冲液, 1×工作液中含有 25mM Tris、250mM 甘氨酸、1%SDS。Tris-甘氨酸电泳缓冲液是常用的蛋白质电泳缓冲液, 该试剂是 1×的粉剂, 主要由 25mM Tris、0.25M 甘氨酸、1%SDS 组成, 溶解于蒸馏水或去离子水使用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称 \ 编号	编号			
	PE0090	PE0090	PE0090	Storage
Tris-甘氨酸电泳粉剂(1×)	1L	10L	10×1L	RT
使用说明书	1 份			

操作步骤(仅供参考):

- 1、取 1 份 Tris-甘氨酸电泳粉剂(1×)充分溶解于 700ml 蒸馏水或去离子水, 补水至 1000ml, 即为 1×Tris-甘氨酸电泳缓冲液。

注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 24 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
NA0034	Tris-硼酸电泳缓冲液(5×TBE)
NA0067	碱性琼脂糖凝胶加样缓冲液(6×)
PE0025	SDS-PAGE 蛋白加样缓冲液(5×)
PT0001	BCA 蛋白定量试剂盒
PW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
TO1013	丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)