

Tris-甘氨酸电泳缓冲液(10×)

产品简介：

Tris-甘氨酸电泳缓冲液又称 SDS-PAGE 电泳缓冲液，1×工作液中含有 25mM Tris、250mM 甘氨酸、1%SDS。Tris-甘氨酸电泳缓冲液是常用的蛋白质电泳缓冲液，该试剂是 10 倍浓缩的溶液，主要由 250mM Tris、2.5M 甘氨酸、10%SDS 组成，使用时需用蒸馏水或去离子水稀释 10 倍后使用。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

名称	编号	PE0093	Storage
Tris-甘氨酸电泳缓冲液(10×)		500ml	RT
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)：

1、用蒸馏水或去离子水稀释到 1×后使用。

注意事项：

- 1、Tris-甘氨酸电泳缓冲液(10×)不如 5×的稳定，偶尔会产生浑浊或沉淀，出现上述情况，可加热溶解后使用。
- 2、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 4、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：12 个月有效。

相关产品：

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
NA0016	MOPS 电泳缓冲液(10×,RNase free)
NA0034	Tris-硼酸电泳缓冲液(5×TBE)
PT0001	BCA 蛋白定量试剂盒
PE0103	Acr-Bis(30%,29:1)
PW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
TC0699	植物总糖和还原糖检测试剂盒(DNS 比色法)